



**Lámina de contacto primario de silicona diseñado para prevenir la adherencia del apósito secundario a la herida y facilitar un cambio de apósito atraumático e indoloro.**

Cuticell® Contact es un apósito primario de contacto con la herida que consiste en una película de poliuretano elástica y transparente recubierta de suave silicona por una sola cara. Cuticell® Contact está diseñado para adherirse a la piel perilesional pero no al lecho de la herida, para permitir que el exudado pueda drenar hacia el apósito absorbente secundario. Cuticell® Contact es muy flexible y conformable, adaptándose perfectamente a los contornos del cuerpo.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Elástico: alta conformabilidad, incluso en zonas contorneadas o con movimiento
- Transparente
  - aplicación precisa
  - buena visibilidad de la herida durante el cambio del apósito secundario
- Impregnado con suave silicona por una sola cara:
  - fácil aplicación y manejo
  - no se adhiere al lecho de la herida pero si a la piel perilesional intacta
  - retirada atraumática e indolora: evita el riesgo de lesionar el frágil tejido de nueva formación (no interrumpe el proceso de cicatrización)
  - fijación segura, sin deslizarse (permanecerá colocado durante el cambio de apósito secundario)
  - permite hacer reajustes sin perder sus propiedades adhesivas
- Permite el paso del exudado al apósito secundario
  - evita la maceración
  - eficaz incluso en exudado altamente viscoso
- Puede permanecer en la herida hasta 14 días
  - evita tensiones en la herida y sobre el tejido recién formado
  - coste-efectivo
  - ahorro de tiempo para el profesional
  - mayor confort para el paciente
- Favorece el paso del exudado hasta un apósito absorbente secundario, **incluso exudados altamente viscosos**
- No hay riesgo de crecimiento tisular en el apósito
- Compatible con el uso combinado de sustancias de uso tópico (antisépticos, desbridantes, antimicrobianos...)

#### INDICACIONES

Cuticell® Contact está indicado para heridas crónicas y agudas como:

- Úlceras venosas, arteriales o por presión
- Incisiones quirúrgicas
- Formación de ampollas
- Quemaduras de espesor parcial
- Zonas donantes de injertos de piel
- Laceraciones y abrasiones de la piel.

#### COMPOSICIÓN

Cuticell® Contact consiste en una película de poliuretano elástica y transparente recubierta de suave silicona.

Sustrato: Película de poliuretano

Revestimiento: Silicona

#### CONTRAINDICACIONES

Intolerancia a cualquiera de los componentes.

#### PRESENTACIÓN

Envase individual estéril.

La caja tiene la marca CE y código de barras.

#### DURABILIDAD

Puede permanecer colocado hasta 14 días, según las condiciones de la herida, la piel perilesional y los protocolos clínicos locales

#### ESTERILIDAD

El producto se suministra estéril (esterilizado con óxido de etileno).

La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de acuerdo con la norma EN 552 y el gas residual no supere el nivel definido en la norma EN ISO 10993-7, en pleno cumplimiento de los requisitos de cumplimiento de la Directiva de productos sanitarios 93/42 CEE.

| Código de producto | Medida     | Unidades / Envase | Unidades / Embalaje | Envases / Embalaje | EAN Unidad    | EAN Embalaje  |
|--------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 72680-00           | 5cmx7,5cm  | 5 un              | 150 un              | 30 cajas           | 4042809122169 | 4042809122190 |
| 72680-01           | 7,5cmx10cm | 5 un              | 100 un              | 20 cajas           | 4042809122282 | 4042809122312 |
| 72680-02           | 10cmx18cm  | 5 un              | 100 un              | 20 cajas           | 4042809122343 | 4042809122497 |
| 72680-03           | 15cmx25cm  | 5 un              | 50 un               | 10 cajas           | 4042809122527 | 4042809344905 |

| Certificación                                                                                                                                                         | Contiene látex                                                                      | Esterilidad                                                                         | Conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fabricante                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase CE</b><br>IIb, estéril<br><br><b>BSN medical SLU</b><br>ISO 9001:2008<br> |  |  | <br>3,5 años<br><br><br><br>25°C | <br>BSN Medical GmbH<br>Quickbornstrasse 24<br>20253 Hamburg<br><br><b>Distribuidor</b><br>BSN medical SLU |

#### Leyenda símbolos



No contiene látex en formulación



Caducidad



No exponer el producto a la radiación solar



Fabricante



Producto esterilizado con óxido de etileno



Manténgase en lugar seco



Temperatura de almacenamiento

#### BSN Medical SLU

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10

B62495882

[www.bsnmedical.com.es](http://www.bsnmedical.com.es)

FTE-200 Ed.1 20-10-14