



VISCOPASTE° PB7

Vendaje de pasta de zinc

Características

- Ofrece un entorno húmedo para facilitar la curación de la úlcera venosa
- Indicado como sistema de compresión
- Ayuda a reducir la irritación de la piel
- Alivia y protege la piel perilesional
- Se retira fácilmente evitando dolor
- Indicado para todas las edades

Descripción

VISCOPASTE° PB7 es un vendaje fabricado con un tejido abierto impregnado de una pasta que contiene un 10% de óxido de zinc BP.

Composición

Componente	Composición
Vendaje	Tejido ligero abierto de algodón
Pasta que impregna el vendaje	Óxido de Zinc BP
	Agua purificada
	Glicerol
	Alcohol de cetostearyl
	Cetomacrogol 1000
	Aceite blanco
	Goma Guar
	Goma Xántica
	Metil p-hidroxibenzoato
	Propil p-hidroxibenzoato

Instrucciones de uso

Este producto está listo para su utilización retirando la bolsa sellada y el envase.

Empezando por la base de los dedos del pie, el vendaje deberá aplicarse suavemente sin ejercer presión debajo de los dedos del pie, a continuación tobillo y pierna, ascendiendo de forma circular hasta debajo de la rodilla con un 50% de solapamiento.

Una vez aplicado, el vendaje deberá suavizarse y moldearse alrededor de la pierna. No es imprescindible la aplicación de un apósito primario en contacto con la lesión.

Posteriormente podrá utilizarse un vendaje de compresión (en el caso de una insuficiencia venosa) o bien un vendaje a fin de proteger la ropa (en el caso de eczema / dermatitis crónica). Cambiar el vendaje según se requiera, se puede usar durante un máximo de 7 días.

Indicaciones

Tratamiento tópico de eczemas / dermatitis crónica, siempre que esté indicada la oclusión.

Tratamiento tópico / compresivo de las úlceras de etiología venosa y/o mixta, si se aplica en combinación con un sistema de compresión de corta elasticidad que ejerza una presión reducida, intermitente y gradual.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades x envase	Unidades x embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN envase
4948	VISCOPASTE° 7,5cm x 6m	1	12	1 unidad	5000223404703

Especificaciones técnicas

Peso total	183 – 214 g
Contenido óxido de Zinc	14.1 - 19.2 g/vendaje
Hilos de conformabilidad	109 - 131
Hilos de trama	73 - 90

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE00356 Clase CE III 			 3 años  	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001:2008

Curación de Heridas · Smith & Nephew, S.A.U · Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 · Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 ·A-28123297 • educacionAWM@smith-nephew.com · www.smith-nephew.com