


Askina[®] Calgitrol Paste

Apósito estéril de alginato con plata iónica



ASKINA® Calgitrol Paste

Descripción del producto


Apósito estéril, compuesto por una matriz de Alginato y plata iónica en forma de pasta.

Se presenta en tubos de 15 gr. Con cánula de aplicación que facilita su aplicación.

Indicado en la cura húmeda y térmica, de lesiones infectadas o no infectadas, de diversa etiología: Úlceras por Presión, Úlceras venosas, arteriales y neuropáticas, quemaduras de segundo grado y zonas donantes.

Está indicada exclusivamente su uso externo.

La pasta de alginato e iones plata (**180mg Ag⁺/ Tubo**), en contacto con la lesión, proporcionan un efecto antimicrobiano de amplio espectro, frente a un gran número de patógenos sin inducir resistencias.



La pasta de alginato e iones plata, en contacto con el exudado de la lesión, forma un gel que distribuye de forma gradual y homogénea los iones plata sobre toda la superficie de la lesión.

Una vez aplicada la capa de **Askina® Calgitrol Paste** sobre toda la lesión colocar y cubrir la herida con el apósito adecuado para favorecer la cura en ambiente húmedo.

El efecto antibacteriano proporcionado por **Askina® Calgitrol Paste** se mantiene hasta 7 días.

La cánula, permite su fácil aplicación en todo tipo de heridas y cavidades.

Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.

Condiciones de conservación

Conservar en lugar fresco y seco
Caducidad: 3 años.



Presentaciones

Askina Calgitrol Paste 15 gr

C/5 unidades

Cód. BBRAUN 6241505

Marca CE: 0050

B | BRAUN