

# ASKINA® TRANSORBENT® BORDER

## Descripción del producto

Apósito hidrocélular estéril, compuesto por:

- Adhesivo adherente en la piel sana pero respetando la zona lesionada
- Capa intermedia en poliéster
- Fórmula de alta absorción en hidrogel
- Capa interfase
- Film de poliuretano reticulado
- Film externo recubrimiento en poliuretano, que sobresale los bordes del apósito y se adhiere a la piel, garantizando la permanencia del apósito en su localización

Indicado en la cura húmeda y térmica, y en la profilaxis de las úlceras y lesiones crónicas de la piel.

Muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo.

Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos. No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.

Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el exceso de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimiento superior. Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.

## Condiciones de conservación

Almacenar a temperatura ambiente, en ambiente seco.  
Caducidad: 3 años.



## Presentaciones

Askina Transorbent Border 5 x 10 cm (9 x 14 cm)	C/5 unidades	Código Braun 0072705B
Askina Transorbent Border 10 x 10 cm (14 x 14 cm)	C/5 unidades	Código Braun 0072710C
Askina Transorbent Border 13 x 13 cm (17 x 17 cm)	C/5 unidades	Código Braun 0072715D
Askina Transorbent Border 20 x 20 cm (24 x 24 cm)	C/5 unidades	Código Braun 0072720E

**Marca CE: 0050**

**B | BRAUN**