

ASKINA® TRANSORBENT®

Descripción del producto

Apósito hidrocélular estéril, compuesto por:

- Adhesivo adherente en la piel sana pero respetando la zona lesionada
- Capa intermedia en poliéster
- Fórmula de alta absorción en hidrogel
- Capa interfase
- Film de poliuretano reticulado
- Film externo recubrimiento en poliuretano

Las características del adhesivo permiten levantar el apósito y su posterior recolocación.

Indicado en la cura húmeda y térmica, y en la profilaxis de las úlceras y lesiones crónicas de la piel.

Muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo.

Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos. No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.

Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el exceso de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimento superior. Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.

Condiciones de conservación

Conservar en lugar fresco y seco
Caducidad: 3 años.

Presentaciones

Askina Transorbent 5x7 cm
Askina Transorbent 10x10 cm
Askina Transorbent 15x15 cm
Askina Transorbent 20x20 cm

C/10 unidades
C/5 unidades
C/5 unidades
C/5 unidades

Código Braun 0072786R
Código Braun 0072789U
Código Braun 0072790V
Código Braun 0072791W



Marca CE: 0050

B | BRAUN