

# ASKINA® TRANSORBENT® SACRUM

## Descripción del producto

Apósito hidrocélular estéril, compuesto por:

- Adhesivo adherente en la piel sana pero respetando la zona lesionada
- Capa intermedia en poliéster
- Fórmula de alta absorción en hidrogel
- Capa interfase
- Film de poliuretano reticulado
- Film externo recubrimiento en poliuretano, que sobresale los bordes del apósito y se adhiere a la piel, garantizando la permanencia del apósito en su localización

Indicado en la cura húmeda y térmica, y en la profilaxis de las úlceras y lesiones crónicas de la piel.

Apósito especial para úlceras de localización sacra. Forma triangular adaptable a la zona sacra con reborde adhesivo para garantizar la permanencia del apósito en su localización y evitar posibles entradas de orina/heces.

Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos. No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.

Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el exceso de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimento superior. Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.

## Condiciones de conservación

Conservar en lugar fresco y seco  
Caducidad: 3 años.

## Presentaciones

Askina Transorbent Sacrum 18x20 cm  
Askina Transorbent Sacrum 16x18 cm

C/5 unidades  
C/3 unidades

Cód. Braun 0072792X  
Cód. Braun 0072795ZES



**Marca CE: 0050**