

Cutimed® PROTECT Crema



SIN
LATEX
EN LA FÓRMULA

Barrera cutánea protectora.

Crema barrera que protege la piel de los fluidos corporales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Protege y mantiene la piel íntegra, formando una barrera cutánea protectora de larga duración.
- Altamente concentrado: una pequeña cantidad cubre gran extensión de piel
- Hidrata la piel evitando que se seque
- No oclusivo: permite la transpiración de la piel.
- Se extiende con facilidad y se absorbe rápidamente.
- Seca rápidamente
- No deja residuos grasos en la piel. No es pegajoso al tacto.
- No contiene alcohol ni perfume: no sensibilizante, no irritante.
- Elevada tolerancia cutánea, no citotóxico
- Solución homogénea
- La presentación en tubo permite provechar el 98% del producto
- Impermeable, resiste los lavados de forma temporal
- Permite el uso concomitante de productos adhesivos sin riesgo de desprendimiento

INDICACIONES

Protección de áreas extensas de piel íntegra frente a la maceración y la irritación causada por la incontinencia urinaria y/o fecal. Prevención de la dermatitis del pañal.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en presencia de infección o en caso de sensibilidad alérgica conocida a alguno de los ingredientes.

PRESENTACIÓN

Tubo en 2 formatos diferentes (28g y 90g)
La caja tiene la marca CE y código de barras.

ESTERILIDAD

El producto se suministra estéril, esterilizado con rayos gamma. La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de acuerdo con la norma EN 11137:2015 y en pleno cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42CEE y la norma UNE EN 556.

COMPOSICIÓN

Agua purificada, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxyethanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Allantoin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA.








RECOMENDACIONES/ PRECAUCIONES DE USO

Si el estado de la piel no mejora en 7 días (o empeora), consultar con un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso externo. En caso de ingestión consultar un médico. Evitar el contacto con los ojos. Cutimed® PROTECT Cream puede aumentar la adherencia de algunos productos adhesivos

PRESENTACIÓN

Código de producto	Medida	Unidades / Envase	Unidades / Embalaje	Envases / Embalaje	EAN Unidad	EAN Envase	EAN Embalaje
72652-00	Tubo de 28g	1 tubo (*)	12 tubos	12 cajas	-	4042809216653	4042809216660
72652-03	Tubo de 90g	12 tubos	48 tubos	4 cajas	4042809516418	4042809386332	4042809404258

(*) en envase individual

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase CE I, estéril BSN medical SLU ISO 9001:2008 			 1 año   25°C	 BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 D-20253 Hamburgo. Alemania Distribuidor BSN medical SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex en formulación



Producto esterilizado con rayos gamma



Temperatura de almacenamiento



Fabricante



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar

BSN medical SLU

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10

B62495882

www.bsnmedical.com.es