

# Cutimed® Sorbion® Sachet S



**SIN**  
**LATEX**  
EN LA FÓRMULA



## Apósito hidroactivo estéril superabsorbente (SAP) con núcleo interior de macromoléculas gelificantes y revestimiento compuesto de polipropileno soldado con ultrasonidos.

Cutimed® Sorbion® Sachet S es un apósito de fibra versátil, de máxima comodidad para el contacto primario con la herida, que absorbe el exudado y lo bloquea, elimina los residuos de la herida, absorbe y bloquea irreversiblemente los gérmenes en el núcleo interior, facilitando la fase de limpieza y mantiene un ambiente húmedo en la herida..

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estéril.
- Gran capacidad de absorción, dependiendo del tamaño del apósito más de 100 gr de fluido.
- Gestión proactiva del exudado.
- Alta retención de fluidos absorbidos.
- Crea un ambiente húmedo en la herida gracias a la formación de gel. ▯ Especial estructura geométrica de los poros que dirige el exudado al núcleo del apósito.
- Reducción del tejido necrótico fibrinoso (desbridamiento suave).
- Modulación de las proteasas y citocinas proinflamatorias.
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada mediante el bloqueo de los gérmenes.
- Apósito cómodo y seguro.
- Bloquea el exudado incluso bajo terapia de compresión.
- Reduce el olor.
- Bajo riesgo de irritación y sensibilización cutánea.
- Capa envolvente de polipropileno hipoalérgico, soldada por ultrasonidos, procesada sin aglutinantes ni adhesivos. Bajo riesgo de fricción y alergia.
- Bordes redondos que protegen la frágil piel perilesional, sobre todo bajo compresión.
- Diseño inteligente: se puede aplicar por ambos lados, no hay riesgo de aplicación errónea.

### INDICACIONES

Está indicado para las heridas con niveles de exudado de moderado a alto, incluyendo:

- heridas agudas y crónicas,
- úlceras de pierna, pie y por presión,
- heridas que cicatrizan por segunda intención.

### CONTRAINDICACIONES

Intolerancia a cualquiera de los componentes.

Evitar el contacto con membranas mucosas, ojos, heridas secas, rozaduras.

Introducir, únicamente con una observación especial en cavidades y tunelizaciones, p. ej. en úlceras por decúbito, ya que el producto se dilata y así puede influir en la curación de la herida de modo indeseado.

### COMPOSICIÓN

Capa externa de tejido no tejido de polipropileno soldados con ultrasonidos.

Núcleo interior con polímeros superabsorbentes (SAP) y fibras de celulosa.

### PRESENTACIÓN

Envase individual estéril

La caja tiene la marca CE y código de barras.

### RECOMENDACIONES/ PRECAUCIONES DE USO

No utilizar con soluciones oxidativas como hipoclorito o peróxido de hidrógeno. Si se combina el apósito con cremas o pomadas, puede que éstas obstruyan los poros del apósito, reduciendo su eficacia.

### DURABILIDAD

El apósito puede permanecer colocado hasta 4 días, dependiendo de las condiciones de la herida y el nivel de exudado.

Debido a su elevada capacidad de absorción y al peso que puede alcanzar, se recomienda no dejar que el apósito se sature completamente.








**ESTERILIDAD**

El producto se suministra estéril (esterilizado con óxido de etileno).

La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de acuerdo con la norma EN 11135:2015 y el gas residual no supera el nivel definido en la norma EN ISO 10993-7, en pleno cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42 CEE y la norma UNE EN 556.

**PRESENTACIÓN**

Código de producto	Medida	Unidades / Caja	Unidades / Embalaje	Cajas / Embalaje	EAN Caja	EAN Embalaje
73232-00	7,5cm x 7,5cm	10 un	760 un	76 cajas	4042809550672	4042809550689
73232-01		25 un	1500 un	60 cajas	4042809551570	4042809551761
73232-02		50 un	1650 un	33 cajas	4042809551525	4042809551679
73232-03	12cm x 5cm	10 un	760 un	76 cajas	4042809551594	4042809551808
73232-04		25 un	950 un	38 cajas	4042809551563	4042809551914
73232-05		50 un	900 un	18 cajas	4042809551501	4042809551990
73232-06	10cm x 10cm	10 un	760 un	76 cajas	4042809551488	4042809551952
73232-07		25 un	950 un	38 cajas	4042809551464	4042809551907
73232-08		50 un	900 un	18 cajas	4042809551433	4042809551860
73232-09	20cm x 10cm	10 un	470 un	47 cajas	4042809551419	4042809551822
73232-10		25 un	550 un	22 cajas	4042809551396	4042809551617
73232-11		50 un	550 un	11 cajas	4042809551365	4042809551648
73232-12	15cm x 15cm	10 un	320 un	32 cajas	4042809551341	4042809551693
73232-13		25 un	400 un	16 cajas	4042809551327	4042809551730
73232-14		50 un	450 un	9 cajas	4042809551310	4042809552003
73232-15	20cm x 20cm	10 un	210 un	21 cajas	4042809551334	4042809552294
73232-16		25 un	325 un	13 cajas	4042809551358	4042809552324
73232-17		50 un	300 un	6 cajas	4042809551372	4042809552355
73232-18	30cm x 20cm	10 un	210 un	21 cajas	4042809551389	4042809552386
73232-19		25 un	325 un	13 cajas	4042809551402	4042809552416
73232-20		50 un	300 un	6 cajas	4042809551426	4042809552447

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<b>Clase CE</b> IIb, estéril  <b>BSN medical SLU</b> ISO 9001:2008 			 3 años     25°C	 BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 D-20253 Hamburgo. Alemania  <b>Distribuidor</b> BSN medical SLU

Legenda símbolos

	No contiene látex en formulación		Caducidad
	Producto esterilizado con óxido de etileno		Temperatura de almacenamiento
	Manténgase en lugar seco		No exponer el producto a la radiación solar
	Fabricante		

**BSN medical SLU**

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
 Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10  
 B62495882  
[www.bsnmedical.com.es](http://www.bsnmedical.com.es)