

Hydrocoll



Nº espec: D 9.2004
Dpto.: SM-PDW
Fecha: 20.12.2017
Página: 1 de 4

Descripción general del producto

Hydrocoll es un apósito hidrocólico absorbente, autoadhesivo, cubierto con una capa semipermeable que evita la penetración de bacterias. El hidrocólico se transforma en un gel y forma un ambiente húmedo en la herida, con lo cual se estimula la granulación y la epitelización. Es flexible y adaptable, se puede amoldar fácilmente a los contornos del cuerpo. Se puede extraer sin dolor.



Hydrocoll lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase IIb (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Hydrocoll que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Hydrocoll quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Para el tratamiento húmedo de heridas. Es especialmente adecuado para el tratamiento de heridas crónicas de curación lenta que no estén clínicamente infectadas, p.e. úlceras vasculares, úlceras por presión, quemaduras de segundo grado.

Hydrocoll sacral está indicado para el tratamiento específico de úlceras por presión situadas en la región sacra; Hydrocoll concave está especialmente diseñado para el tratamiento de heridas en el talón y en el codo; Hydrocoll thin, con una menor capacidad de absorción, se debería utilizar preferentemente en la fase de epitelización.

Presentaciones

Referencia	Presentaciones	Unidades por caja	Cupón precinto
900740	Hydrocoll 5 x 5 cm	10	-
900948	Hydrocoll 7,5 x 7,5 cm	10	-

Hydrocoll



Nº espec: D 9.2004
Dpto.: SM-PDW
Fecha: 20.12.2017
Página: 2 de 4

Referencia	Presentaciones	Unidades por caja	Cupón precinto
900747	Hydrocoll 10 x 10 cm	3	482596.1
900938	Hydrocoll 10 x 10 cm	10	-
900935	Hydrocoll 15 x 15 cm	3	482604.3
900939	Hydrocoll 15 x 15 cm	10	-
900940	Hydrocoll 20 x 20 cm	10	-
900946	Hydrocoll concave 13,5 x 15 cm	10	-
900954	Hydrocoll Thin 7,5 x 7,5 cm	10	-
900759	Hydrocoll Thin 10 x 10 cm	3	493577.6
900942	Hydrocoll Thin 10 x 10 cm	10	-
900933	Hydrocoll Thin 15 x 15 cm	3	493585.1
900943	Hydrocoll Thin 15 x 15 cm	10	-
900931	Hydrocoll sacral 12 x 18 cm	3	493593.6
900931	Hydrocoll sacral 12 x 18 cm	3	-

Características del producto

Composición / Materiales

Capa exterior:	Film de poliuretano transparente, transpirable
Papel protector:	Papel blanco fácilmente extraíble
Matriz hidrocoloide:	El sistema hidrocoloide está compuesto por un elastómero sintético, aceite mineral, una base adhesivante carboximetil-celulosa sódica. No contiene componentes de origen animal.

Características del producto

Ventajas de producto

- Elevada capacidad de absorción y retención
- Ausencia de productos alergénicos como colofones y derivados

Hydrocoll



Nº espec: D 9.2004
Dpto.: SM-PDW
Fecha: 20.12.2017
Página: 3 de 4

- No deja residuos de gel en la herida
- Eliminación total de componentes de origen animal
- Adhesivo natural
- Fácil colocación y confort debido a la utilización de material más fino y flexible
- Ajuste perfecto debido a los rebordes biselados
- Retirada atraumática. El gel no se adhiere a la herida
- La retirada en paralelo garantiza la ausencia de dolor
- Buena aceptación por el paciente

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Tasa de transmisión del vapor de agua: Mín. 140 g/m²
(24 horas)

Capacidad de absorción de agua: Hydrocoll / - sacral / - concave
(24 horas) Mín. 1,4 g / 10 cm²

Hydrocoll thin
Mín. 0,5 g / 10 cm²

pH: 4 - 8


Látex: No contiene látex

Método de esterilización: Radiación

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras.

Fecha de caducidad (ejemplo):

 2016 06
Año Mes

Hydrocoll



Nº espec: D 9.2004
Dpto.: SM-PDW
Fecha: 20.12.2017
Página: 4 de 4

Caducidad: 5 años

Acondicionamiento

Los apósitos se envasan unitariamente en sobres sellados estériles, en estuches y en cajas de transporte de cartón según normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallet.

Cada estuche contiene un folleto de instrucciones de uso indicado las propiedades, finalidad, contra-indicaciones, aplicaciones, etc, de Hydrocoll.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.