




LÍNEA PHARMA
PRODUCTOS ELÁSTICOS
ORTOPÉDICOS
2020

medilast[®]



MEDILAST® ES LA MARCA PIONERA EN LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS DE COMPRESIÓN PARA PATOLOGÍAS VENOSAS Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN TRAUMATOLÓGICA.

CUENTA CON UN AVANZADO SISTEMA DE PRODUCCIÓN QUE LE PERMITE OFRECER LA GAMA MÁS COMPLETA DEL MERCADO DE PRENDAS DE COMPRESIÓN.

MÁS DE 45 REFERENCIAS MEDICAMENTE TESTADAS Y QUE CUMPLEN RIGUROSAMENTE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD MÁS EXIGENTES DEL MUNDO.

ÍNDICE


■ INTRODUCCIÓN	4
■ COMPRESIÓN PREVENTIVA	8
■ COMPRESIÓN NORMAL	16
■ COMPRESIÓN FUERTE	21
■ MOVILIDAD	28
■ SPORT	32
■ PODOLOGÍA	34
■ BOTIQUÍN	38
■ MATERIAL DE APOYO PUBLICITARIO	42

EL SISTEMA VENOSO

El sistema venoso es el encargado de conducir la sangre hacia el corazón.

Las venas, a diferencia de las arterias que sí poseen paredes musculares, son incapaces de impulsar la sangre por sí mismas, de modo que en las extremidades inferiores, se necesita que el sistema de bombeo de válvulas funcione correctamente.

Cuando las válvulas no cierran bien, parte de la sangre se acumula en las piernas atraída por la gravedad, momento en el que se inicia la Insuficiencia Venosa Crónica (IVC), llamada popularmente *problemas de circulación*.



LAS VARICES

Hablamos de varices cuando nos referimos a las venas que tienen alteraciones que dificultan el correcto flujo sanguíneo. Aparecen con mucha frecuencia en las mujeres y se acentúan con la edad, aunque también existen factores hereditarios y causas relacionadas con la obesidad, los hábitos posturales y el embarazo. Se reconocen en principio por la coloración azulada que aparece en la piel, pero se suelen manifestar, además, con los siguientes síntomas:


- Dolor poco intenso pero constante y sensación de calor que se acentúa al estar mucho tiempo de pie.
- Sensación de piernas dormidas, hormigueo y calambres nocturnos.

Es importante recordar que la intensidad del dolor no es proporcional a la gravedad de las afecciones. En muchas ocasiones, quienes presentan varices pequeñas sufren más que las personas con varices en estado más avanzado.


CONSEJOS ANTIVARICES PARA SUS CLIENTES

- Evitar estar muchas horas de pie o sentado.
- En caso de trabajos sedentarios, levantarse cada hora y dar un pequeño paseo de unos 3 minutos.
- Evitar la ropa muy ajustada, los tacones y las fuentes directas de calor.
- Hacerse un masaje al final de la jornada.
- Usar habitualmente calcetines o medias de compresión preventiva.

EJERCICIOS RECOMENDADOS




Siéntate con los pies descalzos sobre el suelo, levanta rápidamente los dedos y el talón de cada pie.



Recuéstate sobre la espalda y haz la bicicleta durante un minuto.



Pónete de puntillas y vuelve a reposar sobre los talones. Repite el ejercicio doce veces.



Recostada, levanta las piernas y con movimientos circulares mueve los pies en ambos sentidos. Realiza diez giros en cada dirección.

Dado que el dolor no se corresponde siempre con la gravedad, es aconsejable recomendar una visita al médico en las siguientes circunstancias:

- Si siente a menudo la sensación de piernas cansadas, dolor o hinchazón.
- Si se pertenece a un grupo de riesgo.
- Si hay varices con heridas abiertas o úlceras venosas.
- Si hay hinchazón dolorosa, roja, caliente y con relieve en una vena.

LAS PRENDAS DE COMPRESIÓN

La terapéutica de compresión como parte del tratamiento de enfermedades venosas, es uno de los métodos más antiguos y eficaces que existen. Las prendas de compresión han sido sometidas a diversos estudios clínicos a lo largo de muchos años con resultados altamente satisfactorios¹

· Las medias de compresión decreciente actúan ejerciendo la máxima presión a la altura del tobillo y reduciéndose de forma gradual a lo largo de la pierna, favoreciendo la circulación hacia el corazón.

TIPOS DE COMPRESIÓN

La **COMPRESIÓN PREVENTIVA**, va dirigida a aquellas personas que tienen riesgo de sufrir varices, por padecer sobrepeso, estar de pie habitualmente o estar embarazada y que presentan piernas cansadas, dolor o hinchazón leve y varículas o arañas vasculares.

La **COMPRESIÓN NORMAL**, indicada para pacientes que ya han desarrollado varices y/o presentan piernas cansadas, dolor o hinchazón moderada y tendencia a hematomas. También es la que se recomienda a pacientes que van a hacer un viaje largo.

Por último, la **COMPRESIÓN FUERTE**, está indicada para personas que presentan patología grave con varices, edema desde el inicio del día, así como gente que se ha sometido a operaciones de cirugía venosa o ha sufrido úlceras graves.

Compresión PREVENTIVA

15 a 21 mmHg
Clase I

Indicaciones:

- Prevención de varices.
- Eficaz acción de descanso.
- Hinchazón de piernas.

Compresión NORMAL

22 a 29 mmHg
Clase II

Indicaciones:

- Presencia de varices y/o edema moderado.
- Postoperatorio de cirugía venosa.
- Tratamiento de úlceras venosas (evita recurrencias).
- Tromboflebitis superficial.
- Presencia de varices durante el embarazo.

Compresión FUERTE

30 a 40 mmHg
Clase III

Indicaciones:

- Presencia de varices y/o edema severo.
- Síndrome postrombótico.
- Postoperatorio de cirugía venosa.
- Tratamiento de úlceras venosas (evita recurrencias).
- Secuela postflebitica.
- Linfedema (Fase1).

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA COLOCACIÓN DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN

Colocarse las medias elásticas de compresión decreciente puede resultar algo más difícil que las normales. Lo ideal sería colocárselas por la mañana, cuando las piernas están menos hinchadas. Si habitualmente toma una ducha al levantarse, procure no estar demasiado tiempo bajo el agua caliente y al terminar, pase un chorro de agua fría por las piernas, desde los tobillos hasta las caderas. Si puede reposar de 5 a 10 minutos con los pies en alto antes de colocarse las medias mucho mejor.



1.
De la vuelta a la media hasta sobrepasar el talón.



2.
Introduzca el pie en la puntera teniendo en cuenta que el talón quede bien colocado en la parte inferior.



3.
Lleve la media hasta el empeine y empuje la zona del talón hacia arriba superando esa zona y llegando al tobillo.



4.
Deslizand media sobre media, vaya ascendiendo hasta tener toda la media colocada.




5.
Con la palma de la mano deslice el tejido hacia arriba para que quede perfectamente distribuido.

PUNTOS DE MEDICIÓN

PARA LA CORRECTA DISPENSACIÓN DE LAS MEDIAS ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR BIEN LA TALLA.

Las letras en minúscula del gráfico adjunto indican que tenemos que medir el perímetro en los siguientes puntos: tobillo (**b**), pantorrilla (**c**), bajo rodilla (**d**), muslo (**f**) y bajo glúteo (**g**). Si, por ejemplo queremos una media corta, solo tendremos que medir los puntos **b**, **c** y **d**.

Las letras en mayúscula del gráfico adjunto indican que tenemos que medir las alturas. Si queremos un panty la medida a tomar será de la **A** a la **G**. Si por ejemplo queremos una media corta, tendremos que medir la altura desde el suelo hasta el punto **D**.





Ref. 220 MEDIAS CORTAS PARA PIERNAS CANSADAS

Tejido extrafino y transparente. **Previene la aparición de varices.** Evita las piernas hinchadas. Piernas ligeras y descansadas. Colores beige y negro.

Composición: Poliamida 82%, Elastano 18%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN		
Beige	Negro		(b)	(c)	(d)
184075	184091	S	19-20	29-36	28-35
184076	184092	M	20-22	32-40	30-38
184078	184094	L	22-25	34-43	33-41
184079	184095	XL	25-27	37-45	35-44
184090	184096	XXL	27-31	39-48	37-47

Perímetro de los puntos indicados en cm.



Ref. 270 PANTY PARA PIERNAS CANSADAS. EFECTO PUSH UP

Tejido extrafino y transparente. Pantalón con efecto push-up. **Previene la aparición de varices.** Evita las piernas hinchadas. Piernas ligeras y descansadas. Colores beige y negro.

Composición: Poliamida 79%, Elastano 21%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
Beige	Negro		(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
184108	184113	S	19-20	29-36	28-35	39-53	46-56
184109	184114	M	20-22	32-40	30-38	41-56	49-60
184110	184115	L	22-25	34-43	33-41	45-60	56-67
184111	184116	XL	25-27	37-45	35-44	46-62	62-74
184112	184117	XXL	27-31	39-48	37-47	47-64	65-78

Perímetro de los puntos indicados en cm.



NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



BEIGE TALLA S



BEIGE TALLA M



BEIGE TALLA L



NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



BEIGE TALLA S



BEIGE TALLA M



BEIGE TALLA L



NEGRO TALLA L



NEGRO TALLA XL



NEGRO TALLA XXL



BEIGE TALLA XL



BEIGE TALLA XXL



NEGRO TALLA L



NEGRO TALLA XL



NEGRO TALLA XXL



BEIGE TALLA XL



BEIGE TALLA XXL



Ref. 260 MEDIAS LARGAS PARA PIERNAS CANSADAS

Tejido extrafino y transparente. **Previene la aparición de varices.** Evita las piernas hinchadas. Piernas ligeras y descansadas. Colores beige y negro.

Composición: Poliamida 69%, Elastano 16%, Silicona 15%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN			
Beige	Negro		(b)	(c)	(d)	(f)
184097	184103	S	19-20	29-36	28-35	39-53
184098	184104	M	20-22	32-40	30-38	41-56
184099	184105	L	22-25	34-43	33-41	45-60
184100	184106	XL	25-27	37-45	35-44	46-62
184102	184107	XXL	27-31	39-48	37-47	47-64

Perímetro de los puntos indicados en cm.



Ref. 272 PANTY PREMAMÁ PARA PIERNAS CANSADAS

Tejido extrafino y transparente. **Previene la aparición de varices.** Evita las piernas hinchadas. Piernas ligeras y descansadas. Colores beige y negro.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
Beige	Negro		(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
184118	184124	S	19-20	29-36	28-35	39-53	46-56
184120	184125	M	20-22	32-40	30-38	41-56	49-60
184121	184126	L	22-25	34-43	33-41	45-60	56-67
184122	184128	XL	25-27	37-45	35-44	46-62	62-74
184123	184129	XXL	27-31	39-48	37-47	47-64	65-78

Perímetro de los puntos indicados en cm.

NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



BEIGE TALLA S



BEIGE TALLA M



BEIGE TALLA L



NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



BEIGE TALLA S



BEIGE TALLA M



BEIGE TALLA L



NEGRO TALLA L



NEGRO TALLA XL



NEGRO TALLA XXL



BEIGE TALLA XL



BEIGE TALLA XXL



NEGRO TALLA L



NEGRO TALLA XL



NEGRO TALLA XXL



BEIGE TALLA XL



BEIGE TALLA XXL



MEDIAS DE VERANO

CON LA LLEGADA DEL CALOR, LAS PIERNAS CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN VENOSA SUFREN TODAVÍA MÁS Y NECESITAN MÁS QUE NUNCA DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN. MEDILAST® ES LA SOLUCIÓN.

INDICACIONES:

- Pesadez de piernas con ligero dolor e hinchazón.
- Ligeros problemas de varices o pequeñas arañas.
- Preventiva en personas con alto riesgo de desarrollar la patología venosa.


CARACTERÍSTICAS:

- Tejido extrafino muy transparente.
- Su puntera extrafina la hace duradera sin quitarle discreción.
- Al no llevar talón se puede utilizar con calzado abierto.

FABRICADA CON FIBRAS NILIT® BREEZE

Una fibra inteligente que aporta:

- Sensación de Frescor.
- Protección UV.
- Suavidad al tacto.
- Disminuye la temperatura de la pierna en casi 1°C



Ref. 490 MEDIAS LARGAS DE VERANO PARA PIERNAS CANSADAS

Fabricada con fibras NILIT® BREEZE

Proporciona una gran **sensación de frescor**, gracias a la utilización de hilos con micropartículas de dióxido de titanio que baja la temperatura de la piel. **Protección UV. Suavidad al tacto. Disminuye la temperatura de la pierna en casi 1°C.**

Composición: Poliamida 57%, Silicona 34%, Elastano 9%

CÓDIGO	TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN			
Beige		(b)	(c)	(d)	(f)
180365	S	21-23	32-36	31-35	44-49
180366	M	23-26	36-41	35-40	49-55
180367	L	26-29	41-46	40-45	55-59

Perímetro de los puntos indicados en cm.

BEIGE TALLA S



8 470001 803658

BEIGE TALLA M



8 470001 803665

BEIGE TALLA L



8 470001 803672



Ref. 491 PANTY DE VERANO PARA PIERNAS CANSADAS

Fabricada con fibras NILIT® BREEZE

Proporciona una gran **sensación de frescor**, gracias a la utilización de hilos con micropartículas de dióxido de titanio que baja la temperatura de la piel. **Protección UV. Suavidad al tacto. Disminuye la temperatura de la pierna en casi 1°C.**

Composición: Poliamida 75%, Elastano 25 %

CÓDIGO	TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
Beige		(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
177096	S	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54
177098	M	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
177099	L	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67

Perímetro de los puntos indicados en cm.

BEIGE TALLA S



8 470001 770967

BEIGE TALLA M



8 470001 770981

BEIGE TALLA L



8 470001 770998



Ref. 222 CALCETÍN PARA PIERNAS CANSADAS ULTRA-ELÁSTICO

Compresión Preventiva 15 a 21 mmHg - Clase I

Antibacteriano y antiolor: Hilos de plata en todo el pie. Descanso: Compresión decreciente, mejora la circulación venosa. Efecto pies secos: Fabricado con tejido Clevertex®, absorbe el sudor. Tejido opaco y confortable. Color negro.

Composición:

Poliamida 69%, Poliamida con iones de plata 16%, Elastano 15%



CÓDIGO	TALLA
192007	Única

NEGRO TALLA ÚNICA



Ref. 230 (A-D) CALCETÍN DE VIAJE

Compresión Preventiva 15 a 21 mmHg - Clase I

Evita el síndrome de la clase turista. Evita la hinchazón del tobillo. Tus piernas llegan ligeras a destino. Tejido muy fino, tipo ejecutivo. Color negro.

Composición: Poliamida 76%, Elastano 24%



NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



NEGRO TALLA L



CÓDIGO	TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN		
		(b)	(c)	(d)
181717	S	21-23	34-36	33-35
181718	M	23-26	36-39	35-38
181720	L	26-29	39-42	38-41

Perímetro de los puntos indicados en cm.



Ref. 295 (A-D) CALCETÍN PIERNAS CANSADAS

Compresión Preventiva 15 a 21 mmHg - Clase I

Antibacteriano y antiolor: Hilos de plata en todo el pie. Descanso: Compresión decreciente, mejora la circulación venosa. Efecto pies secos: Fabricado con tejido Clevertex®, absorbe el sudor. Colores negro y marrón.

Composición: Poliamida 85%, Elastano 15%, Poliamida con iones de plata 10%



El nuevo tejido Clevertex® es un tejido inteligente de alta tecnología que permite optimizar la transpiración de la piel



CÓDIGO	TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN		
		(b)	(c)	(d)
382275	S	21-23	32-35	31-34
382960	M	23-25	35-38	34-37
382978	L	25-27	38-41	37-40
382986	XL	27-30	41-46	40-45

Perímetro de los puntos indicados en cm.

NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



NEGRO TALLA L



NEGRO TALLA XL



MARRÓN TALLA S



MARRÓN TALLA M



MARRÓN TALLA L



MARRÓN TALLA XL



¿CÓMO SE LOGRA EL EFECTO ANTIOLOR?

En Medilast® utilizamos hilo de plata en la confección de los calcetines antiolor ya que la plata es un antimicrobiano de amplio espectro capaz de neutralizar el mal olor provocado por el sudor y las bacterias.

Clevertex®, además, es un material que absorbe el sudor y lo transporta eficientemente a la zona externa del tejido logrando su evaporación.



ANTIOLOR



ANTI-BACTERIANO



ANTISUDOR

NOVEDAD



Ref. F950 CALCETÍN CORTO PARA LA FASCITIS PLANTAR

Calcetín corto bielástico y anatómico con sujeción en la zona de la planta del pie que ayuda a reducir la inflamación de la fascia plantar y refuerzo en el tendón de Aquiles. Talón bielástico para sujeción del hueso calcáneo y puntera elástica antiolor. Alivio eficaz de la fascitis plantar. Color negro.

Composición:

Poliamida 78%
Poliamida con iones de plata 14%
Elastano 8%

CÓDIGO	TALLA	Nº CALZ.
195125	S	35-39
195126	M	40-44
195127	L	45-48

NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



NEGRO TALLA L



NOVEDAD



Ref. F960 CALCETÍN LARGO PARA LA FASCITIS PLANTAR

Compresión Preventiva 15 a 21 mmHg - Clase I

Calcetín largo de compresión preventiva, previene las varices y alivia las piernas cansadas. Con sujeción en la zona de la planta del pie que ayuda a reducir la inflamación de la fascia plantar y refuerzo en el tendón de Aquiles. Talón bielástico para sujeción del hueso calcáneo y puntera elástica antiolor. Alivio eficaz de la fascitis plantar. Color negro.

Composición:

Poliamida 75%
Poliamida con iones de plata 10%
Elastano 15%

CÓDIGO	TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN		
		(b)	(c)	(d)
195121	S	21-23	34-36	33-35
195122	M	23-26	36-39	35-38
195124	L	26-29	39-42	38-41

Perímetro de los puntos indicados en cm.

NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



NEGRO TALLA L




SÍNTOMAS DE LA FASCITIS PLANTAR


- Dolor punzante en la parte inferior del pie cerca del talón, generalmente al dar los primeros pasos del día y si se está mucho tiempo de pie.
- Sensación de tensión y rigidez en la planta del pie, así como enrojecimiento, calor o hinchazón.
- Mayor sensación de dolor después de hacer ejercicio que cuando se está realizando la actividad.

LOS NUEVOS CALCETINES PARA EL ALIVIO DE LA FASCITIS PLANTAR




 Calcetín corto



 Calcetín largo de compresión preventiva

ASÍ ACTÚAN



Talón bielástico para sujeción del hueso calcáneo.

Refuerzo en el tendón de Aquiles.

Sujeción en la zona de la planta del pie que ayuda a reducir la inflamación de la fascia plantar.



Ref. 602 (A-D) MEDIA CORTA EXTRAFINA CON PUNTERA

Con talón y puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Tejido extrafino y transparente. Con banda elástica de sujeción que ajusta la media sin constreñir. Color beige y negro. Presentación en pares.

Composición: Poliamida 82%, Elastano 18%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN		
Beige	Negro		(b)	(c)	(d)
161384	161388	S	22-24	34-36	33-35
161385	161389	M	24-27	36-39	35-38
161386	161400	L	27-30	39-42	38-41
161387	161401	XL	30-33	42-46	41-45

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 110 (A-F) MEDIA LARGA CON BLONDA DE SILICONA BLONDA UNISEX

Tejido Fino y transparente. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Con banda de silicona para evitar su deslizamiento. Colores beige, negro y blanco. Presentación en pares.

Composición: Poliamida 60%, Elastano 20%, Silicona 20%

CÓDIGO			TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN			
Beige	Negro	Blanco		(b)	(c)	(d)	(f)
151357	306423	251993	S	21-23	32-35	31-34	44-47
151415	306597	251992	M	23-25	35-38	34-37	47-51
154906	306605	251990	L	25-27	38-41	37-40	51-55
377291	306415	251979	XL	27-30	41-46	40-45	55-59

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 892 (A-D) MEDIA CORTA BIELÁSTICA SIN PUNTERA

Con talón y sin puntera. Con banda elástica de sujeción que ajusta la media sin constreñir. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 82%, Elastano 18%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN		
			(b)	(c)	(d)
218222	S	(7-8)	21-23	32-36	31-35
218248	M	(9-10)	23-26	36-41	35-40
218263	L	(11-12)	26-29	41-46	40-45

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 200 (A-F) MEDIA LARGA CON SUJECIÓN TEJIDO

Media con sujeción en tejido (para ligero), ideal para aquellas personas que no soportan la silicona. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN			
			(b)	(c)	(d)	(f)
218172	S		21-23	32-36	31-35	44-49
218180	M		23-26	36-41	35-40	49-55
218198	L		26-29	41-46	40-45	55-59

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 100 (A-F) MEDIA LARGA CON SUJECIÓN TEJIDO

Media con sujeción en tejido (para ligero), ideal para aquellas personas que no soportan la silicona. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Color beige. Presentación en unidades emparejadas.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN			
			(b)	(c)	(d)	(f)
218149	S		21-23	32-36	31-35	44-49
218156	M		23-26	36-41	35-40	49-55
218164	L		26-29	41-46	40-45	55-59

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



La compresión mediante medias de 25-32 mmHg tiene un efecto favorable sobre el funcionalismo de la microcirculación cutánea en las extremidades con sintomatología de Insuficiencia Venosa Crónica (IVC)¹

[1] Klopp R, Schippel W, Niemer W. Phlebology 1996; 11 [supl.1]: 19-25. Compression therapy and microcirculation: vital microscope investigations in patients suffering from chronic venous insufficiency before and after compression therapy.



Ref. 701/D-I (E-T) MEDIA ENTERA CON SUJECIÓN A LA CINTURA

Ideal para personas a los que la silicona no les sujeta bien y requieren sólo una pierna para su tratamiento. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Unisex. Sujeción regulable gracias a su cierre con velcro. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 72%, Elastano 28%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
Izquierda	Derecha		(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
192286	192252	S	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54
192294	192260	M	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
192302	192278	L	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 101 (E-T) MEDIAS ENTERAS HASTA LA CINTURA

Sedoso en el interior del pantalón y muy adaptable. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Tejido fino y transparente. Pantalón reductor de abdomen y con efecto push up. Colores Beige y Negro.

Composición: Poliamida 79%, Elastano 21%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
Beige	● Negro		(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
218115	327601	S	21-23	32-35	31-34	44-47	48-52
218123	327593	M	23-25	35-38	34-37	47-51	52-58
218131	327585	L	25-27	38-41	37-40	51-55	58-63
334375	327577	XL	27-30	41-46	40-45	55-59	63-67

Perímetro de los puntos indicados en cm.
• Color no financiado por la Seguridad Social

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 102 (E-T) MEDIAS ENTERAS - ABDOMEN VOLUMINOSO

Sedoso en el interior del pantalón y muy agradable. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Tejido fino y transparente. Pantalón CALIBRADO. Colores Beige y Negro.

Composición: Poliamida 81%, Elastano 19%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
Beige	● Negro		(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
218081	327569	S	21-23	32-35	31-34	44-47	48-52
218099	327551	M	23-25	35-38	34-37	47-51	52-58
218107	327544	L	25-27	38-41	37-40	51-55	58-63
334367	327536	XL	27-30	41-46	40-45	55-59	63-67

Perímetro de los puntos indicados en cm.
• Color no financiado por la Seguridad Social

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 701H (E-T) MEDIAS ENTERAS - PARA CABALLERO

Sujeción regulable gracias a su cierre con velcro. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. **Abertura delantera.** Con puntera. Color beige.

Composición: Poliamida 72%, Elastano 28%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
			(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
192336		S	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54
192328		M	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
192310		L	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA





Ref. 300 (A-D) CALCETÍN PIERNAS CANSADAS

Compresión Normal 22 a 29 mmHg - Clase II

Antibacteriano y antiolor: Hilos de plata en todo el pie. Descanso: Compresión decreciente, mejora la circulación venosa. Efecto pies secos: Fabricado con tejido Clevertex®, absorbe el sudor. Colores negro, azul y marrón.

Composición: Poliamida 66%, Elastano 14%, Poliamida con iones de plata 14%

CÓDIGO	TALLA			PUNTOS DE MEDICIÓN		
	Negro	Azul	Marrón	(b)	(c)	(d)
318287	318295	250423	S	21-23	32-35	31-34
318246	318253	250431	M	23-25	35-38	34-37
318204	318212	248831	L	25-27	38-41	37-40
333336	333328	333344	XL	27-30	41-46	40-45

Perímetro de los puntos indicados en cm.



Ref. 606 (A-D) MEDIA CORTA EXTRAFINA CON PUNTERA

Tejido fino. Con banda elástica de sujeción que **ajusta la media sin constreñir**. Tejido muy elástico que facilita su colocación y le permite una gran adaptabilidad. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 75%, Elastano 25%

CÓDIGO	TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN		
		(b)	(c)	(d)
400078	S	21-23	32-35	31-34
400079	M	23-25	35-38	34-37
400080	L	25-27	38-41	37-40
400081	XL	27-30	41-46	40-45

Perímetro de los puntos indicados en cm.



S.N.S. Financiado por la Seguridad Social



Ref. 894 (A-D) MEDIA CORTA BIELÁSTICA SIN PUNTERA

Con talón y sin puntera. Con banda elástica de sujeción que ajusta la media sin constreñir. Tejido muy elástico que facilita su colocación y le permite una gran adaptabilidad. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 77%, Elastano 23%

CÓDIGO	TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN		
		(b)	(c)	(d)
459776	S (7-8)	21-23	32-36	31-35
459792	M (9-10)	23-26	36-41	35-40
459818	L (11-12)	26-29	41-46	40-45

Perímetro de los puntos indicados en cm.



S.N.S. Financiado por la Seguridad Social



Ref. 547 CALCETÍN PIERNAS CANSADAS

Compresión Fuerte 30 a 40 mmHg - Clase III

Antibacteriano y antiolor: Hilos de plata en todo el pie. Descanso: Compresión decreciente, mejora la circulación venosa. Efecto pies secos: Fabricado con tejido Clevertex®, absorbe el sudor. Tejido opaco y confortable. Color negro.

Composición: Poliamida 66%, Elastano 24%, Poliamida con iones de plata 10%

CÓDIGO	TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN		
		(b)	(c)	(d)
166885	S	21-23	32-35	31-34
166886	M	23-25	35-38	34-37
166887	L	25-27	38-41	37-40
166888	XL	27-30	41-46	40-45

Perímetro de los puntos indicados en cm.





Ref. 510 (A-F) MEDIA LARGA CON BANDA DE SILICONA BLONDA UNISEX

Fabricado con puntera y talón dotando a la media de una fácil colocación. Blonda de silicona. Tejido fino. Colores beige y negro.

Composición: Poliamida 55%, Elastano 25%, Silicona 20%.

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN			
Beige	Negro		(b)	(c)	(d)	(f)
498121	178261	S	21-23	32-35	31-34	44-47
498139	178262	M	23-25	35-38	34-37	47-51
498147	178263	L	25-27	38-41	37-40	51-55
498154	178264	XL	27-30	41-46	40-45	55-59

Perímetro de los puntos indicados en cm.
• Color no financiado por la Seguridad Social

<p>NEGRO TALLA S</p> <p>8 470001 782618</p>	<p>NEGRO TALLA M</p> <p>8 470001 782625</p>	<p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470004 981216</p>	<p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470004 981391</p>
<p>NEGRO TALLA L</p> <p>8 470001 782632</p>	<p>NEGRO TALLA XL</p> <p>8 470001 782649</p>	<p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470004 981476</p>	<p>BEIGE TALLA XL</p> <p>8 470004 981544</p>

S.N.S. Financiado por la Seguridad Social



Ref. 141 (E-T) MEDIAS ENTERAS HASTA LA CINTURA

Pantalón reductor de abdomen con efecto push up. Tacto sedoso en su interior, fino y transparente. Con talón elástico. Colores beige y negro.

Composición: Poliamida 73%, Elastano 27%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
Beige	Negro		(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
456210	178256	1	21-22	32-34	31-33	44-46	48-51
456228	178257	2 - S	22-24	34-37	33-36	46-49	51-55
456236	178258	3 - M	24-26	37-40	36-39	49-52	55-59
456244	178259	4 - L	26-28	40-43	39-42	52-55	59-63
456251	178260	5 - XL	28-30	43-46	42-45	55-59	63-67

Perímetro de los puntos indicados en cm.
• Color no financiado por la Seguridad Social

S.N.S. Financiado por la Seguridad Social

<p>NEGRO TALLA 1</p> <p>8 470001 782564</p>	<p>NEGRO TALLA 2 S</p> <p>8 470001 782571</p>	<p>BEIGE TALLA 1</p> <p>8 470004 562101</p>	<p>BEIGE TALLA 2 S</p> <p>8 470004 562286</p>	<p>BEIGE TALLA 3 M</p> <p>8 470004 562361</p>
<p>NEGRO TALLA 3 M</p> <p>8 470001 782588</p>	<p>NEGRO TALLA 4 L</p> <p>8 470001 782595</p>	<p>NEGRO TALLA 5 XL</p> <p>8 470001 782601</p>	<p>BEIGE TALLA 4 L</p> <p>8 470004 562446</p>	<p>BEIGE TALLA 5 XL</p> <p>8 470004 562514</p>



Ref. 501 D-I (E-T) MEDIA ENTERA CON SUJECIÓN A LA CINTURA

Ideal para personas a los que la silicona no les sujeta bien y requieren sólo una pierna para su tratamiento. Unisex. Sujeción regulable gracias a su cierre con velcro. Color beige.

Composición: Poliamida 72%, Elastano 28%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
Derecha	Izquierda		(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
401380	401356	S	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54
401398	401364	M	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
401406	401372	L	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S. Financiado por la Seguridad Social

<p>DERECHA TALLA S</p> <p>8 470004 013801</p>	<p>DERECHA TALLA M</p> <p>8 470004 013986</p>	<p>DERECHA TALLA L</p> <p>8 470004 014068</p>
<p>IZQUIERDA TALLA S</p> <p>8 470004 013566</p>	<p>IZQUIERDA TALLA M</p> <p>8 470004 013641</p>	<p>IZQUIERDA TALLA L</p> <p>8 470004 013726</p>



Ref. 142 (E-T) MEDIAS ENTERAS - ABDOMEN VOLUMINOSO

Abdomen voluminoso o gestantes. Tacto sedoso en su interior, fino y transparente. Pantalón CALIBRADO. Color beige.

Composición: Poliamida 73%, Elastano 27%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
			(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
456269	1	1	21-22	32-34	31-33	44-46	48-51
456277	2 - S	2 - S	22-24	34-37	33-36	46-49	51-55
456285	3 - M	3 - M	24-26	37-40	36-39	49-52	55-59
456293	4 - L	4 - L	26-28	40-43	39-42	52-55	59-63
456301	5 - XL	5 - XL	28-30	43-46	42-45	55-59	63-67

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S. Financiado por la Seguridad Social

<p>BEIGE TALLA 1</p> <p>8 470004 562699</p>	<p>BEIGE TALLA 2 S</p> <p>8 470004 562774</p>	<p>BEIGE TALLA 3 M</p> <p>8 470004 562859</p>	<p>BEIGE TALLA 4 L</p> <p>8 470004 562934</p>	<p>BEIGE TALLA 5 XL</p> <p>8 470004 563016</p>
---	---	---	---	--



Ref. 501H (E-T) MEDIAS ENTERAS - PARA CABALLERO

Cintura regulable, cierre tipo velcro. Abertura delantera. Con puntera. Color beige.

Composición: Poliamida 72%, Elastano 28%

CÓDIGO		TALLA	PUNTOS DE MEDICIÓN				
			(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
401323	S	S	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54
401331	M	M	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
401349	L	L	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S. Financiado por la Seguridad Social

<p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470004 013238</p>	<p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470004 013313</p>	<p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470004 013498</p>
---	---	---



Ref. 501 (E-T) MEDIAS ENTERAS - TALLAJE ESPECIAL

Tallas especiales: Tres largos y tres anchos. Nueve diferentes tallas adaptadas a todo tipo de pacientes. **Lo más cercano que hay a un panty a medida.** Tejido fino y sedoso. Color beige. **ÚNICO-9 TALLAS**

Composición: Poliamida 72%, Elastano 28%

CÓDIGO	TALLAS ESPECIALES	LARGO AG*	PUNTOS DE MEDICIÓN					
			(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	
401117	P1 P2 P3	P 1	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54	
401125		P 2	68-73	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
401133		P 3	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67	
401141	M1 M2 M3	M 1	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54	
401158		M 2	73-77	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
401166		M 3	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67	
401174	G1 G2 G3	G 1	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54	
401182		G 2	77-82	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
401190		G 3	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67	

* Largo AG / Largo pierna

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S Financiado por la Seguridad Social

BEIGE P1



BEIGE P2



BEIGE P3



BEIGE M1



BEIGE M2



BEIGE M3



BEIGE G1



BEIGE G2



BEIGE G3



Ref. 502 (E-T) MEDIAS ENTERAS - TALLAJE ESPECIAL ABDOMEN VOLUMINOSO

Tallas especiales: Tres largos y tres anchos. Nueve diferentes tallas adaptadas a todo tipo de pacientes. **Lo más cercano que hay a un panty a medida.** Tejido fino y sedoso. Color beige. Pantalón CALIBRADO. **ÚNICO- 9 TALLAS**

Composición: Poliamida 72%, Elastano 28%

CÓDIGO	TALLAS ESPECIALES	LARGO AG*	PUNTOS DE MEDICIÓN					
			(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	
401208	P1 P2 P3	P 1	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54	
401216		P 2	68-73	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
401224		P 3	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67	
401232	M1 M2 M3	M 1	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54	
401240		M 2	73-77	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
401257		M 3	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67	
401265	G1 G2 G3	G 1	21-23	32-36	31-35	44-49	48-54	
401273		G 2	77-82	23-26	36-41	35-40	49-55	54-60
401281		G 3	26-29	41-46	40-45	55-59	60-67	

* Largo AG / Largo pierna

Perímetro de los puntos indicados en cm.

S.N.S Financiado por la Seguridad Social

BEIGE P1



BEIGE P2



BEIGE P3



BEIGE M1



BEIGE M2



BEIGE M3



BEIGE G1



BEIGE G2



BEIGE G3



CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN

QUITARSE ANILLOS Y PULSERAS.

COMPROBAR QUE LAS UÑAS ESTÁN BIEN CORTADAS.

REVISAR QUE EL CALZADO ESTÉ LIMPIO DE ASPEREZAS.

SECARSE BIEN LAS PIERNAS ANTES DE PONERSE LAS MEDIAS Y, SI ES NECESARIO, APLICAR UN POCO DE TALCO EN LA PUNTA DEL PIE.

USAR DETERGENTE SUAVE Y AGUA FRÍA PARA SU LAVADO.

LAVARLAS DESPUÉS DE CADA USO PARA EVITAR QUE EL SUDOR O LAS CREMAS DISMINUYAN SU ELASTICIDAD.

EVITAR SECARLAS AL SOL, EN SECADORA, NI ENCIMA DE RADIADORES.



EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO ES UNA CONSECUENCIA CONOCIDA DEL ESFUERZO REPETITIVO, EL USO EXCESIVO Y LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO.

ESTAS LESIONES INCLUYEN UNA VARIEDAD DE TRASTORNOS QUE PROVOCAN DOLOR EN LOS HUESOS, ARTICULACIONES, MÚSCULOS O ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES.

EL DOLOR PUEDE SER AGUDO O CRÓNICO, FOCAL O DIFUSO.

EL DOLOR DE LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA ES EL EJEMPLO MÁS COMÚN DE DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO CRÓNICO.

OTROS EJEMPLOS INCLUYEN TENDINITIS Y TENDINOSIS, NEUROPATÍAS, MIALGIA Y FRACTURAS POR ESTRÉS.

EPIDEMIOLOGÍA Y ECONOMÍA

El dolor musculoesquelético ocasionado por el uso excesivo afecta al 33% de los adultos y representa el 29% de los días de trabajo perdidos por enfermedad.

El dolor de la parte baja de la espalda es la lesión más prevalente y más común en la sociedad occidental, y es el trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo más costoso.

La carga económica del dolor musculoesquelético está en segundo lugar solamente después de la carga que presenta la enfermedad cardiovascular.





Ref. 810 MUÑEQUERA CIRCULAR

Muñequera **circular sin costuras**. Color beige.

Indicaciones: Esguinces. Torceduras. Lesiones leves.

Composición: Poliamida 84%, Elastano 16%

CÓDIGO	TALLA	CM*
315325	S	14-17
315754	M	17-20
316018	L	20-23

* Medir perímetro de la muñeca



Ref. 811 MUÑEQUERA VELCRO

Muñequera **elástica con sistema de cierre tipo velcro**, unicolor y combinados.

Indicaciones: Esguinces. Torceduras. Lesiones leves.

Composición: Poliamida 42%, Algodón 35%, Látex 23%

COLOR Y CÓDIGO						TALLA	CM*
Color 1	Color 2	Color 3	Color 4	Color 5	Color 6		
317578	232287	316166	232288	232289	232350	S	14-17
334425	232283	316182	232284	232285	232286	M	17-20
334433	232168	317552	232169	232281	232282	L	20-23

* Medir perímetro de la muñeca



Ref. 812 MUÑEQUERA METACARPIANA BEIGE

Muñequera con sistema de cierre tipo velcro. Su interior afelpado aporta calor a la zona. **Para ambas manos**. Talla única.

Indicaciones: Esguince de muñeca. Tendinitis y tenosinovitis. Secuelas traumáticas. Patología reumática. Inestabilidad crónica. Postquirúrgico.

Composición: Poliéster 80%, Poliamida 10%, Elastano 10%

CÓDIGO	TALLA
203141	Única



Ref. 813 MUÑEQUERA METACARPIANA BLANCA

Muñequera con sistema de cierre tipo velcro. **Para ambas manos**. Talla única.

Indicaciones: Esguince de muñeca. Tendinitis y tenosinovitis. Secuelas traumáticas. Patología reumática. Inestabilidad crónica. Postquirúrgico.

Composición: Poliéster 80%, Poliamida 10%, Elastano 10%

CÓDIGO	TALLA
322560	Única



Ref. 842 TOBILLERA ANATÓMICA BIELÁSTICA

Tobillera **con talón, sin costuras**, diseño anatómico y de tacto suave. Color beige.

Indicaciones: Ligeras contusiones y esguinces. Tendinitis. Traumatismos e inestabilidades leves. Soporte y apoyo, prevención en prácticas deportivas y laborales. Procesos inflamatorios.

Composición: Poliamida 74%, Elastano 26%

CÓDIGO	TALLA	CM*
487322	S	18-21
487330	M	21-25
487348	L	25-28
487355	XL	28-31

* Medir perímetro del tobillo

S.N.S Financiado por la Seguridad Social



Ref. 853 RODILLERA ANATÓMICA UNISEX

Elasticidad variable según las zonas de la rodilla, sin arrugas ni pliegues detrás de la rodilla y con menor presión en la rótula.

Forma anatómica que permite una perfecta adaptación.

Color beige.

Indicaciones: Artritis y artrosis. Soporte y apoyo en la prevención de lesiones en prácticas deportivas y laborales. Ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades leves. Procesos inflamatorios.

Composición: Poliamida 75%, Elastano 25%

CÓDIGO	TALLA	CM*
487280	S	29-33
487298	M	33-37
487306	L	37-42
487314	XL	42-46
178265	● XXL	46-50
178266	● XXXL	50-55

* Medir contorno de la rodilla

• Medida no financiada por la Seguridad Social

S.N.S Financiado por la Seguridad Social

Fabricación especial de rodilleras para perímetros no establecidos en el tallaje estándar. Consulte con su Delegado.



Ref. 519 MEDIA CORTA ANTIEMBÓLICA

18 a 21 mmHg.

Medias de compresión decreciente, para encamados y tratamientos pre y post operatorios.

Composición: Poliamida 73%, Elastano 27%



	Pequeña ●	Mediana ●	Grande ●	Extra Grande ●
(c)	32-36	37-41	42-46	47-51
(b)	21-23	24-26	27-29	30-32



Ref. 520 MEDIA LARGA ANTIEMBÓLICA

18 a 21 mmHg.

Medias de compresión decreciente, para encamados y tratamientos pre y post operatorios.

Composición: Poliamida 65%, Elastano 35%



	Pequeña ●	Mediana ●	Grande ●	Extra Grande ●
(f)	45-49	50-54	55-59	60-62
(b)	21-23	24-26	27-29	30-32



Ref. 860 RODILLERA ANATÓMICA BIELÁSTICA CON DIFERENTES ELASTICIDADES

Las **diferentes elasticidades según las zonas de la rodilla**, permiten una perfecta adaptación que evita arrugas y pliegues en el hueco poplíteo además de una menor presión en la rótula. Color beige.

Indicaciones: Artritis y artrosis. Soporte y apoyo en la prevención de lesiones en prácticas deportivas y laborales. Ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades leves. Procesos inflamatorios.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

TALLA S	TALLA M	TALLA L	TALLA XL
8 470001 652690	8 470001 652706	8 470001 652713	8 470001 652720

CÓDIGO	TALLA	CM*
165269	S	29-33
165270	M	33-37
165271	L	37-42
165272	XL	42-46

* Perímetro de la rodilla



Ref. 862 TOBILLERA ANATÓMICA CON PUNTERA

La primera y **única tobillera con puntera del mercado**. Permite una mayor adaptación evitando pliegues y arrugas en su colocación. Color beige.

Indicaciones: Ligeras contusiones y esguinces. Tendinitis. Traumatismos e inestabilidades leves. Soporte y apoyo, prevención en prácticas deportivas y laborales. Procesos inflamatorios.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

TALLA S	TALLA M	TALLA L	TALLA XL
8 470001 652805	8 470001 652812	8 470001 652836	8 470001 652843

CÓDIGO	TALLA	CM*
165280	S	18-21
165281	M	21-25
165283	L	25-28
165284	XL	28-31

* Perímetro del tobillo



Ref. 863 MUÑEQUERA METACARPIANA BEIGE

Muñequera con **sistema de cierre tipo velcro**. Para **ambas manos**. Color beige.

Indicaciones: Esguince de muñeca. Tendinitis y tenosinovitis. Secuelas traumáticas. Patología reumática. Inestabilidad crónica. Postquirúrgico.

Composición: Poliéster: 80%, Poliamida: 10%, Elastano: 10%

CÓDIGO	TALLA
165273	Única

TALLA ÚNICA
8 470001 652737



Ref. 864 MUÑEQUERA METACARPIANA BLANCA

Muñequera con **sistema de cierre tipo velcro**. Para **ambas manos**. Talla única.

Indicaciones: Esguince de muñeca. Tendinitis y tenosinovitis. Secuelas traumáticas. Patología reumática. Inestabilidad crónica. Postquirúrgico.

Composición: Poliéster: 80%, Poliamida: 10%, Elastano: 10%

CÓDIGO	TALLA
165275	Única

TALLA ÚNICA
8 470001 652751



Ref. 869 FAJA ABDOMINAL SIMPLE

Elástica. Con cierre de velcro. Multibanda. Tejido transpirable. Por su diseño este nuevo tejido **no forma pliegues**. No se enrolla. Color beige.

Indicaciones: Sujeción abdomen, Sujeción postparto, Sujeción postoperatorio.

Composición: Poliamida 50%, Poliéster 37%, Elastano 13%

CÓDIGO	TALLA	CM*
379271	S	65-80
260737	M	80-95
260752	L	95-115

* Medir contorno de la cintura

TALLA S	TALLA M	TALLA L
8 470003 792714	8 470002 607378	8 470002 607521



Ref. 870 FAJA ABDOMINAL REFORZADA

Elástica. Con cierre velcro. Multibanda. Tejido transpirable. **Doble sujeción del abdomen**. Por su diseño este nuevo tejido no forma pliegues. No se enrolla. Color beige.

Indicaciones: Fuerte sujeción abdominal, Dolores lumbares, Postparto.

Composición: Poliamida 50%, Poliéster 37%, Elastano 13%

CÓDIGO	TALLA	CM*
301986	S	65-80
301960	M	80-95
301978	L	95-115

* Medir contorno de la cintura

TALLA S	TALLA M	TALLA L
8 470003 019866	8 470003 019606	8 470003 019781



Ref. 871 FAJA LUMBAR

Elástica. Con cierre velcro. Multibanda. **Reforzada con dos bandas cruzadas en la parte posterior y con ballenas**. Tejido transpirable. Protección lumbar de lana. Color beige.

Indicaciones: Traumatismos, Lumbalgias, Fuerte sujeción en la zona sacro lumbar, Protección deportiva.

Composición: Poliamida 50%, Poliéster 37%, Elastano 13%

CÓDIGO	TALLA	CM*
246033	1	65-75
246025	2	75-85
340950	3	85-95
340968	4	95-105
249474	5	105-115
220426	6	115-130

* Medir contorno de la cintura

TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3
8 470002 460331	8 470002 460256	8 470003 409506
TALLA 4	TALLA 5	TALLA 6
8 470003 409681	8 470002 494749	8 470002 204263



Ref. NC844 TOBILLERA ANATÓMICA

Con talón cerrado para evitar el edema de ventana.
Tejido bielástico y malla suave, no se enrolla.

Indicaciones: Recuperación tras cirugía. Prevención deportiva. Estabilizador articular. Aporta seguridad.

Composición: Poliamida 84%, Elastano 16%

CÓDIGO	TALLA	CM*
316810	S	18-21
317008	M	21-25
317560	L	25-28
318550	XL	28-31

* Perímetro del tobillo



Ref. NC850 CODERA ANATÓMICA

Forma anatómica. **Bielástica.**

Indicaciones: Lesiones traumáticas agudas y crónicas. Epicondilitis.

Composición: Poliamida 81%, Elastano 19%

CÓDIGO	TALLA	CM*
329466	S	20-23
329474	M	23-27
329615	L	27-31
330688	XL	31-35

* Perímetro del antebrazo



Ref. NC851 MUSLERA ANATÓMICA

Sujeción elástica con dos bandas de silicona, evita el desplazamiento de la prenda y mejora la adaptación al muslo.

Indicaciones: Distensiones y roturas musculares. Estabilización y seguridad en la práctica deportiva. Evita las sobrecargas musculares en cuádriceps, isquiotibiales y abductores.

Composición: Poliamida 81%, Elastano 19%

CÓDIGO	TALLA	CM*
328096	S	40-45
328617	M	45-50
328898	L	50-55
329458	XL	55-60

* Perímetro del muslo



Ref. NC854 RODILLERA ANATÓMICA PREVENTIVA

Indicaciones: Artritis y artrosis. Soporte y apoyo en prevención de prácticas deportivas y laborales. Ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades leves. Tendinitis rotuliana. Tendinitis cuadriceps.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

CÓDIGO	TALLA	CM*
323220	S	29-33
324285	M	33-37
326629	L	37-42
327775	XL	42-46

* Perímetro de la rodilla



EN ESPAÑA, SE CALCULA QUE ENTRE EL 10% Y EL 40% DE LA POBLACIÓN GENERAL PRESENTA ALGUNA PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR.

Un porcentaje que aumenta en las personas que practican deporte.

Esguinces de tobillo, epicondilitis, torceduras, tendinitis, sobrecargas musculares son algunas de las lesiones más frecuentes durante la práctica deportiva y que requieren de tratamiento compresivo.



LA PODOLOGÍA TIENE POR OBJETO EL ESTUDIO, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y ALTERACIONES QUE AFECTAN EL PIE Y ENFOCA LOS SIGUIENTES ASPECTOS ENTRE OTROS:

- PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL.
- PREVENCIÓN DE DEFORMIDADES DEL PIE.
- CORRECCIÓN DE CAMBIOS ESTRUCTURALES ANATÓMICOS DERIVADOS DE ALTERACIONES BIOMECÁNICAS.

En este vademécum se tratan aspectos como:

• **Biomecánica de la marcha:**

Estudian los patrones de marcha normal y patológica; la distribución dinámica y estática de las presiones que recibe el pie, y cómo esto afecta al resto del cuerpo.

• **Ortopodología:**

Que engloba soportes plantares o plantillas termoconformadas.



Ref. G901 DEDAL DE GEL TEJIDO MALLA

Dedal forrado de Gel. Ofrece **protección en la superficie del dedo, evitando heridas especialmente en la zona de la uña**. Protección ideal para amputados, daño de las terminaciones nerviosas y uñas encarnadas. Suave y liso al tacto, alivia el dolor de inmediato.

CÓDIGO	TALLA	UDS.
156178	S	1
156173	L	1

CON ACEITE MINERAL Y CALMANTE
 AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA S

 8 470001 561787

TALLA L

 8 470001 561732



Ref. G902 DEDAL DE GEL PURO

Dedal de Gel Polymer Tribloc. **Protege de lesiones a la superficie entera de los dedos, y en especial a la uña**. Ideal para dedos amputados con dolor en las terminaciones nerviosas. Diseñado para proteger uñas encarnadas. Al ser suave y blando alivia de inmediato el dolor.

CÓDIGO	TALLA	UDS.
156175	S	1
156176	L	1

CON ACEITE MINERAL Y CALMANTE
 AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA S

 8 470001 561756

TALLA L

 8 470001 561763



Ref. G903 TUBULAR ELÁSTICO DE GEL

Tubular elástico recubierto totalmente de gel en su interior. **Protege la zona afectada en su totalidad, pudiéndose recortar según la necesidad de cada caso**. Válido tanto para los dedos de la mano como los del pie, reduce cualquier fricción interdigital. Lubrica la piel acelerando el proceso curativo de cicatrices cerradas. Reduce rozaduras y duricias y alivia el dolor al caminar de forma inmediata.

CÓDIGO	TALLA	UDS.
156177	S	2
156179	L	2

CON ACEITE MINERAL Y CALMANTE
 AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA S

 8 470001 561770

TALLA L

 8 470001 561794



Ref. G904 SEPARADOR DE GEL

Separador del primer dedo del pie (dedo gordo). Esta férula está **pensada para evitar la superposición de los dedos y que se monte un dedo encima del otro**. Aplicable a postoperatorios de Hallux Valgus (juanete). Protege de rozaduras internas entre dedos. Por su elasticidad se adapta sin producir dolor.

CÓDIGO	TALLA	UDS.
156180	S	2
156181	L	2

CON ACEITE MINERAL Y CALMANTE
 AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA S

 8 470001 561800

TALLA L

 8 470001 561817

Ref. G905 TALONERA DE SILICONA PARA ESPOLÓN CALCÁNEO

Talonera fabricada con dos tipos de silicona, una más densa que la otra para poder ejercer una función adecuada en cada parte del talón. La zona azul es más suave proporcionando un máximo confort. Esta talonera con cazoleta ha sido diseñada para ser usada por pacientes con espolón calcáneo. Proporciona confort y relax evitando dolores en esa zona.

CÓDIGO	TALLA	Nº CALZ.	UDS.
156183	S	35-37	2
156184	M	38-40	2
156185	L	41-44	2



AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA S 8 470001 561831
 TALLA M 8 470001 561848
 TALLA L 8 470001 561855

Ref. G909 SEPARADOR DE DEDOS CON PROTECTOR DE JUANETE

El separador de dedos de gel evita la superposición del 1^{er} y 2^o dedo además de aliviar los dolores provocados por los juanetes. Además, protege de la aparición de callos y ampollas rectificando el alineamiento de los dedos. El aceite mineral contenido en el gel hidrata la piel y ayuda a eliminar los callos ya existentes. Su pequeño tamaño y su especial diseño le permiten adaptarse perfectamente en el zapato aliviando el dolor de forma inmediata gracias a un masaje constante y a la protección de las zonas carnosas del juanete.

CÓDIGO	TALLA	UDS.
180099	Única	1



CON ACEITE MINERAL Y CALMANTE
 AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA ÚNICA 8 470001 800992

Ref. G906 GUANTE CON GEL PARA JUANETE

Vendaje protector de tejido elástico y suave. Proporciona alivio inmediato y protección en la zona del juanete gracias a la almohadilla interior de gel. Su tamaño reducido y diseño especial permite su uso en el interior del zapato, proporcionando un masaje constante en las partes blandas y articulaciones, aliviando y calmando el dolor producido por el juanete. Su diseño ergonómico, ajustándose al dedo gordo, asegura un perfecto posicionamiento en el pie y evita el desplazamiento. La elasticidad del tejido permite la adaptación a varias tallas de pie.

CÓDIGO	TALLA	UDS.
156186	Única	1



AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA ÚNICA 8 470001 561862

Ref. G910 PROTECTOR DE TALÓN DE GEL

Protector de talón fabricado con un gel adherente transparente muy suave, casi invisible una vez que se coloca en el zapato. Asegura un confort total absorbiendo las presiones y las rozaduras. El protector de talón está indicado para prevenir los riesgos de ampollas y callosidades causadas por las rozaduras debidas a un zapato mal adaptado.

CÓDIGO	TALLA	UDS.
180100	Única	2



AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA ÚNICA 8 470001 801005

Ref. G907 MINI PLANTILLAS PROTECTOR METATARSAL DE GEL

Protector metatarsal ultra fino de gel polímero, especialmente diseñado para eliminar la sensación de ardor debajo de los metatarsos causados por las largas jornadas de pie, andar durante horas o llevar zapatos de tacón alto. Ideal también para quien busca extra confort en el calzado. Su diseño fino y discreto lo hace ideal para sandalias, calzado abierto o de fiesta. Antideslizante.

CÓDIGO	TALLA	UDS.
156305	Única	2



AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA ÚNICA 8 470001 563057

Ref. G911 TALONERA DE SILICONA CONFORT

Talonera fabricada con dos tipos de silicona, una más densa que la otra para poder ejercer una función adecuada en cada parte del talón. Gracias a su bajo grosor es fácil de utilizar con todo tipo de calzado. Además, está recomendada para todos aquellos pacientes que busquen un confort máximo bajo el talón. Ideal también para aquellas personas que permanecen de pie la mayor parte del día. Este producto proporciona confort y relax.

CÓDIGO	TALLA	Nº CALZ.	UDS.
180101	S	35-37	2
180102	M	38-40	2
180103	L	41-44	2



AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA S 8 470001 801012
 TALLA M 8 470001 801029
 TALLA L 8 470001 801036

Ref. G908 GUANTE METATARSAL CON GEL

Almohadilla de gel en forma de corazón para la protección y amortiguación de la zona metatarsal. Gracias a su suavidad y elasticidad, las almohadillas se adaptan perfectamente a cualquier pie sin afectar el flujo sanguíneo. Para su uso en el pie izquierdo o derecho, sólo tiene que darle vuelta de adentro hacia fuera. La costura entre los dedos de los pies se puede cortar.

CÓDIGO	TALLA	UDS.
162197	S	2
162199	L	2



AMORTIGUA Y PROTEGE
 LAVABLE Y REUTILIZABLE
 TOTALMENTE ADAPTABLE

TALLA S 8 470001 621979
 TALLA L 8 470001 621993

Aunque las mujeres son hasta cuatro veces más propensas a tener problemas en los pies debido al uso de zapatos de tacón o con punta estrecha, existen muchas patologías en las que los productos de podología juegan un papel determinante.



USOS DEL GEL FRÍO (CRIOTERAPIA)

- Indicado para lesiones deportivas:
- Desgarros musculares, esguinces y cualquier lesión que curse con inflamación
 - Reducción de edemas y hematomas
 - Ayuda a calmar el dolor de cabeza

USOS DEL GEL CALIENTE (TERMOTERAPIA)

- Indicado para prevención y rehabilitación de lesiones musculares, tendinosas y ligamentosas:
- Reumatismos, lumbago, contracturas musculares o rigidez en el cuello
 - Dolores menstruales y de estómago



**Ref. H01
BOLSA GRANDE**

CÓDIGO	DIMENSIONES
175211	28 x 29 cm.



**Ref. H05
BOLSA PELOTA**

CÓDIGO	DIMENSIONES
181631	12 Ø cm.



**Ref. H02
BOLSA MEDIANA**

CÓDIGO	DIMENSIONES
181627	30 x 19 cm.



**Ref. H04
BOLSA OSITO**

CÓDIGO	DIMENSIONES
181630	13 x 13,5 cm.



**Ref. H03
BOLSA PEQUEÑA**

CÓDIGO	DIMENSIONES
181629	15 x 15 cm.





Ref. 736F VENDAGOM FUERTE

Venda elástica de compresión fuerte, **plana por ambos lados**, no deja marcas. No pierde elasticidad con el lavado.

Color crudo.

Composición: Algodón 87%, Elastano 13%



CÓDIGO	TALLA	MEDIDAS
452896	1	5 m x 5 cm
454314	2	5 m x 7 cm
452904	3	5 m x 10 cm
168559	● 4	7 m x 10 cm
452912	5	10 m x 10 cm

• Medida no financiada por la Seguridad Social



Ref. 736N VENDAGOM NORMAL

Venda elástica de compresión normal, **plana por ambos lados**, compresión suave, no deja marcas. No pierde elasticidad con el lavado.

Color crudo con ribetes rojos.

Composición: Algodón 90%, Elastano 10%



CÓDIGO	TALLA	MEDIDAS
452110	1	5 m x 5 cm
454306	2	5 m x 7 cm
452128	3	5 m x 10 cm
168542	● 4	7 m x 10 cm
452136	5	10 m x 10 cm

• Medida no financiada por la Seguridad Social



Ref. 726F VENDAGOM FUERTE SERIE 2000

Venda elástica de compresión fuerte de **gran elasticidad**. No pierde elasticidad con el lavado.

Color carne.

Composición: Algodón 85%, Elastano 15%



CÓDIGO	TALLA	MEDIDAS
168617	1	5 m x 5 cm
168625	2	5 m x 7 cm
168633	3	5 m x 10 cm
168641	4	7 m x 10 cm
168658	5	10 m x 10 cm



Ref. 726N VENDAGOM NORMAL SERIE 2000

Venda elástica de compresión normal de **gran elasticidad**. No pierde elasticidad con el lavado.

Color carne.

Composición: Algodón 76%, Elastano 24%



CÓDIGO	TALLA	MEDIDAS
168567	1	5 m x 5 cm
168575	2	5 m x 7 cm
168583	3	5 m x 10 cm
168591	4	7 m x 10 cm
168609	5	10 m x 10 cm



Ref. 722 NEO-TUB

Vendaje tubular de algodón para aplicar debajo de escayolas. Caja con soporte. Longitud 15 metros.

Composición: Algodón 100%



TALLAS	
Nº1	Dedos pequeños
Nº2	Dedos grandes
Nº3	Brazos pequeños
Nº4	Brazos grandes
Nº5	Piernas pequeñas
Nº6	Piernas grandes



Ref. 900 SUJETAVENDAS

CÓDIGO	UDS.
178267	24 Packs de 2



En determinados casos y dependiendo del grado de la enfermedad venosa, el paciente debe ser sometido a vendajes compresivos. El tipo y la intensidad de éstos ha de ser establecido por el médico especialista, que deberá enseñar al paciente la forma de colocación del mismo.



Ref. EXPOF6
**EXPOSITOR
6 UDS FASCITIS**

Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 8,0 cm.



Ref. EXPOF14
**EXPOSITOR
14 UDS FASCITIS**

Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 18,0 cm.



Ref. DFASCITIS
DISPLAY FASCITIS
45 x 30 cm.



Ref. VFASCITIS
VINILO FASCITIS
80 x 80 cm.



Ref. VU
VINILO CALCETÍN ULTRA-ELÁSTICO
80 x 80 cm.



Ref. G900
EXPOSITOR PODOLOGÍA
Alto abierto: 53,5 cm.
Ancho: 27,5 cm.
Profundidad: 18,0 cm.
Surtido de 38/40 unidades



Ref. LM
LINEAL MEDILAST
60 x 2,5 cm.



Ref. DVIAJE
DISPLAY VIAJE
45 x 30 cm.



Ref. EXPOV6
EXPOSITOR 6 UDS VIAJE
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 8,0 cm.



Ref. EXPOV14
EXPOSITOR 14 UDS VIAJE
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 18,0 cm.



Ref. VPV
VINILO PANTY VERANO
160 x 160 cm.



Ref. VCP
VINILO PREVENTIVA
80 x 80 cm.

CONTACTO DEL DELEGADO COMERCIAL:

TELÉFONO: E-MAIL:

VERSIÓN:

.....

NOTAS:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



TEXTIL ELÁSTICO, S.L.U.

Paseo de la Castellana 18, 7º - 28046 Madrid - SPAIN

Tel.: (+34) 659 89 28 43 - ventas@medilast.com

www.medilast.com

