

# ASKINA® GEL

## Descripción del producto

Hidrogel incoloro, translúcido y estéril que proporciona un equilibrio óptimo entre hidratación y absorción. Desbridante autolítico de lesiones necróticas.

Contiene un polímero de almidón modificado, glicerol y agua. La combinación entre la baja viscosidad y la alta adherencia, le confieren las mejores características de manejo.

Mantiene la humedad en el entorno de la lesión favoreciendo la granulación y la reepitelización. Dependiendo de las condiciones de la lesión, actúa rehidratando el tejido necrótico seco para estimular el desbridamiento de las lesiones secas, o absorbiendo el exudado de la lesión.

Puede ser utilizado en el cuidado de cualquier tipo de herida, independientemente de la fase del proceso de cicatrización en la que se encuentre, estando especialmente indicado en lesiones necróticas y esfaceladas, bien de carácter seco o exudativo.

Puede ser aplicado en lesiones con signos clínicos de infección, bajo supervisión médica.

Se presenta en tubos individuales de plástico, dispensables en cajas de 5 envases. Cada tubo contiene 15 gramos de gel y están diseñados para un solo uso (sistema monodosis). Su boquilla ha sido diseñada para acceder fácilmente al lecho de la lesión.

El envase proporciona gran comodidad de uso, incluso con una sola mano, así como el aprovechamiento total de la dosificación del producto y aplicación de forma precisa en la forma deseada.

## Condiciones de conservación

Consérvese en lugar seco, a menos de 25°C



## Presentaciones

Askina Gel 15 g

c/5 unidades

Código Braun: 001419SES

**Marca CE: 0086**