

Linovera® Emulsión

Emulsión de Ácidos Grados Hiperoxigenados



Linovera® emulsión

Prevención y Tratamiento:

Úlceras Vasculares y pie diabético – úlceras por presión de grado I

Composición:

Emulsión compuesta por Ácidos Grasos hiperoxigenados, (contenido en Ac. Linoléico superior al 60%).

- Ácidos Grasos Hiperóxigenados
- Aloe Vera
- Centella Asiática
- Ginkgo biloba
- Esencia de Romero
- Excipientes csp. 50/100 ml



Presentación:

Envase dosificador de 50 y 100 ml., con sistema anticontaminación “Airles” y pulsador con bloqueo de seguridad.

Propiedades:

Linovera® emulsión, ha sido formulado con un mayor contenido en Ácidos Grasos Hiperóxigenados para conseguir un mayor efecto reparador y preventivo para conseguir mantener en óptimas condiciones la piel y microcirculación sanguínea, gracias a nuevos elementos activos presentes en su composición, como es el caso del Ginkgo Biloba con un marcado efecto venotónico.

Indicaciones y Propiedades

Linovera® emulsión está indicado en el tratamiento y prevención de alteraciones cutáneas de origen vascular y/o neurotróficas, principalmente con localización en las extremidades inferiores.

Linovera® emulsión está indicado en el tratamiento de pieles secas o desvitalizadas propias de pacientes de edad avanzada, así como, la hiperqueratosis en pacientes con pie diabético.

Linovera® emulsión mejora de forma eficaz la hidratación a los tejidos, se regenera el film hidrolipídico y las características de elasticidad de la piel, a fin de mantener la integridad cutánea, mejorar el estado de zonas dañadas y evitar recidivas.

El efecto sinérgico de los componentes de Linovera® emulsión, favorece:

- Mejora en la microcirculación cutánea
- Renovación capilar
- Mejora en la elasticidad cutánea
- Efecto filmógeno, evitando la pérdida de agua
- Restauración del film hidrolipídico, evitando la deshidratación.

Posología:

Aplicar la cantidad necesaria de Linovera® emulsión para cubrir la superficie a tratar y extender suavemente para favorecer la absorción. Repetir la aplicación de 2 a 3 veces al día.

Presentaciones:

Envase de 50 y 100 ml. “airless” y pulsador con bloqueo de seguridad.

- Linovera® emulsión 50 ml. ref.451078
- Linovera® emulsion 100 ml. ref.451076

Producto Sanitario Clase I

CE